

CANPOL Butelka do podmywania popor 1/659



Cena: 14,95 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	CANPOL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Canpol Babies butelka poporodowa Peri to specjalistyczny produkt przeznaczony do higieny intymnej kobiet po porodzie. Została zaprojektowana tak, aby delikatnie oczyszczać okolice krocza bez konieczności używania papieru toaletowego, który może powodować podrażnienia.

To proste, ale niezwykle skuteczne rozwiązanie, które wspiera regenerację organizmu w okresie połogu.

Dla kogo jest przeznaczona

Produkt skierowany jest głównie do:
kobiet po porodzie naturalnym
mam po cesarskim cięciu
osób z podrażnieniami okolic intymnych
kobiet dbających o higienę wrażliwych miejsc

Dlaczego higiena po porodzie jest tak ważna
Okres połogu – co warto wiedzieć

Połów to czas intensywnej regeneracji organizmu kobiety, który trwa zwykle około 6 tygodni. W tym okresie ciało wraca do stanu sprzed ciąży, a okolice intymne wymagają szczególnej troski.

Skóra i tkanki są wrażliwe, często obolałe i podatne na infekcje. Dlatego właściwa higiena jest absolutnie kluczowa.

Najczęstsze problemy po porodzie

Wiele kobiet doświadcza:
ból i obrzęku krocza
szwów po nacięciu lub pęknięciu

infekcji bakteryjnych
dyskomfortu przy korzystaniu z toalety

Właśnie tutaj Canpol Babies butelka poporodowa Peri odgrywa ogromną rolę.

Budowa i cechy butelki Peri

Ergonomiczny design

Butelka została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić użytkowanie:
wyprofilowana szyjka umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia
miękki materiał pozwala na łatwe ściskanie
kompaktowy rozmiar idealny do torby szpitalnej

Materiały i bezpieczeństwo

Produkt wykonany jest z bezpiecznych materiałów, wolnych od BPA. To oznacza, że jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia i nie powoduje reakcji alergicznych.

Jak używać butelki poporodowe Peri

Kiedy stosować

Butelka Peri jest szczególnie przydatna:
po każdej wizycie w toalecie
w trakcie gojenia ran
przy uczuciu pieczenia lub bólu

Jak prawidłowo czyścić

Aby zachować higienę:

1. Napełnij butelkę ciepłą wodą
2. Delikatnie skieruj strumień na okolice intymne
3. Po użyciu dokładnie umyj i wysusz

Zalety Canpol Babies butelka poporodowa Peri

Komfort i ulga

Największą zaletą produktu jest natychmiastowa ulga. Delikatny strumień wody:
zmniejsza ból
łagodzi podrażnienia
przyspiesza gojenie

Mobilność i praktyczność

Butelka jest lekka i poręczna, dzięki czemu można ją zabrać:
do szpitala
w podróż
do pracy

Prysznic vs butelka Peri

Butelka Peri wygrywa pod względem:
wygody
dostępności
szybkości użycia

Czy warto kupić butelkę Peri?

Zdecydowanie tak. To niewielki koszt w porównaniu do komfortu, jaki zapewnia. Produkt:
poprawia higienę
zmniejsza ryzyko infekcji
przyspiesza regenerację

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy butelka Peri jest konieczna po porodzie?

Nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie ułatwia higienę i zwiększa komfort.

2. Jak długo należy jej używać?

Najczęściej przez cały okres połogu, czyli około 6 tygodni.

3. Czy można używać jej po cesarskim cięciu?

Tak, jest bezpieczna i pomocna również w tym przypadku.

4. Czy można dodać płyn do wody?

Tak, ale najlepiej stosować delikatne preparaty polecane przez lekarza.

5. Czy butelka jest wielokrotnego użytku?

Tak, wystarczy ją regularnie myć i dezynfekować.

6. Czy można ją zabrać do szpitala?

Tak, to jeden z polecanych elementów wyprawki.

Podsumowanie

Canpol Babies butelka poporodowa Peri to praktyczne, bezpieczne i niezwykle pomocne rozwiązanie dla kobiet po porodzie. Dzięki niej codzienna higiena staje się łatwiejsza, bardziej komfortowa i mniej bolesna.

To mały produkt, który ma ogromny wpływ na samopoczucie młodej mamy. Jeśli przygotowujesz wyprawkę – zdecydowanie warto dodać go do swojej listy.

Podmiot odpowiedzialny:

Canpol
Puławska 430
Warszawa