

Paski Wellion SymPhar do pomiaru poziomu glukozy 50 sztuk, 1 opakowanie



Cena: 36,05 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 pask.
Postać	test pask.
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis:

Paski do glukometrów to specjalne paski testowe używane do pomiaru poziomu glukozy we krwi przy użyciu glukometru. Glukometry są urządzeniami medycznymi używanymi przez osoby z cukrzycą do monitorowania swojego poziomu glukozy we krwi.

Paski do glukometrów zazwyczaj zawierają substancję chemiczną, która reaguje z glukozą obecną we krwi. Po nałożeniu kropli krwi na pasek, glukometr analizuje reakcję chemiczną i mierzy ilość glukozy w próbce.

Ważne jest, aby korzystać z odpowiednich pasków do glukometru, które są zgodne z modelem i marką urządzenia. Różne glukometry mogą wymagać różnych typów pasków, więc ważne jest, aby zapewnić kompatybilność między paskami a glukometrem.

Paski do glukometrów są zazwyczaj dostępne w zestawach, które zawierają wiele pasków testowych. Można również nabyć je oddzielnie w aptekach lub sklepach medycznych. Ważne jest, aby przechowywać paski w odpowiednich warunkach, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zachować ich trwałość i skuteczność.

Pamiętaj, że informacje dotyczące konkretnych marek, modeli i sposobów użytkowania pasków do glukometrów mogą się różnić. Zawsze należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi glukometru i pasków dostarczonych przez producenta, aby uzyskać najdokładniejsze informacje na temat konkretnego urządzenia.

Zastosowanie:

Paski do użytku wyłącznie z glukometrem Wellion CALLA Light.

Przed użyciem wyrobu medycznego dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania pasków i do glukometru.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

SYMPHAR SP. Z O.O.